


E 111

Inserto

per il supporto ottimale di becher fino da 600 a 1.000 ml.



- Per 8 becher da 600 a 1.000 ml
- con 8 x 3 aste di sostegno
- Utilizzabile nel cesto inferiore

Codice EAN: 4002511115743 / Numero di materiale: 03808420 /  
Vecchio numero di materiale: 69511101D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Inserto/modulo per becher	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Filo met. rivestito in Rilsan
Colore	Acciaio inox, Bianco
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Capacità</b>	
Per becher [numero]	8
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	205
Misura esterna, larghezza netta in mm	230
Misura esterna, profondità netta in mm	460
Misura esterna, altezza lorda in mm	230
Misura esterna, larghezza lorda in mm	250
Misura esterna, profondità lorda in mm	480
Peso netto in kg	0,96
Peso lordo in kg	1,10