

E 124

Inserto

per la disposizione ottimale dei flaconi di infusione. Superficie 100 x 100 mm.



- 16 scomparti, dimensioni: 100x100 mm (flacone), 48x48 mm (collo)
- Utilizzabile nel cesto inferiore

Codice EAN: 400251115811 / Numero di materiale: 03808500 /
Vecchio numero di materiale: 69512401D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria di prodotto	
Inserto per bottiglie varie	•
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Numero di scomparti	16
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	148
Misura esterna, larghezza netta in mm	460
Misura esterna, profondità netta in mm	460
Misura esterna, altezza lorda in mm	170
Misura esterna, larghezza lorda in mm	480
Misura esterna, profondità lorda in mm	480
Peso netto in kg	1,44
Peso lordo in kg	1,80