

E 129

Inserto

per il supporto ottimale di flaconi per infusione. Superficie 84 x 84 mm.



- 20 scomparti, dimensioni: 84x84mm (flacone), 46x46mm (collo)

Codice EAN: 4002511115866 / Numero di materiale: 03808550 /  
Vecchio numero di materiale: 69512901D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Inserto per bottiglie varie	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Numero di scomparti	20
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	113
Misura esterna, larghezza netta in mm	445
Misura esterna, profondità netta in mm	445
Misura esterna, altezza lorda in mm	480
Misura esterna, larghezza lorda in mm	480
Misura esterna, profondità lorda in mm	130
Peso netto in kg	1,41
Peso lordo in kg	1,78