

E 134

Inserto

per disporre in modo ottimale 210 portaoggetti.



- Adatto per disporre 210 portaoggetti
- Con 26 scomparti da 11 mm x 26 mm, spessore filo 3 mm

Codice EAN: 4002511115897 / Numero di materiale: 03808600 /  
Vecchio numero di materiale: 69513401D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoria di prodotto	
Altro inserto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Numero di scomparti	26
Larghezza scomparti in mm	11
Lunghezza scomparti in mm	26
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Portaoggetti [numero]	210
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	73
Misura esterna, larghezza netta in mm	200
Misura esterna, profondità netta in mm	445
Misura esterna, altezza lorda in mm	80
Misura esterna, larghezza lorda in mm	230
Misura esterna, profondità lorda in mm	460
Peso netto in kg	1,50
Peso lordo in kg	1,61