

E 135

Inserto

per disporre in modo ottimale 19 biberon da 250 ml.



- Adatto per 19 biberon da 250 ml
- Per flaconi da 56 x 56 mm, collo: 49 x 49 mm
- Per il cesto superiore A 102 e il cesto inferiore A 151

Codice EAN: 4002511115903 / Numero di materiale: 03808630 /  
Vecchio numero di materiale: 69513501D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Inserto per bottiglie varie	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di biberon	•
<b>Capacità</b>	
Biberon [numero]	19
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	194
Misura esterna, larghezza netta in mm	192
Misura esterna, profondità netta in mm	447
Misura esterna, altezza lorda in mm	465
Misura esterna, larghezza lorda in mm	195
Misura esterna, profondità lorda in mm	205
Peso netto in kg	1,93
Peso lordo in kg	2,10