

E 135/1

Inserto

per disporre in modo ottimale 19 biberon da 110 ml.



- Adatto per 19 biberon da 110 ml
- Per flaconi da 51 x 51 mm, collo: 45 x 45 mm
- Per il cesto superiore A 102 e il cesto inferiore A 151

Codice EAN: 400251115910 / Numero di materiale: 03808640 /
Vecchio numero di materiale: 69513502D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria di prodotto	
Inserto per bottiglie varie	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di biberon	•
Capacità	
Biberon [numero]	19
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	135
Misura esterna, larghezza netta in mm	192
Misura esterna, profondità netta in mm	447
Misura esterna, altezza lorda in mm	195
Misura esterna, larghezza lorda in mm	205
Misura esterna, profondità lorda in mm	465
Peso netto in kg	2,02
Peso lordo in kg	2,10