

E 336

Boccola di lavaggio

per il supporto ottimale di pipette/strumenti MIC nei carrelli a iniezione.



- Si possono disporre pipette lunghe max. 445 mm
- In plastica, avvitabile

Codice EAN: 4002511117068 / Numero di materiale: 03809390 /
Vecchio numero di materiale: 69733601D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Categoria di prodotto	
Boccola di lavaggio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Capacità	
Pipette [numero]	1
Strumenti a corpo cavo [numero]	1
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	121
Misura esterna, larghezza netta in mm	11
Misura esterna, profondità netta in mm	11
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Diametro in mm	11

E 336

Boccola di lavaggio

per il supporto ottimale di pipette/strumenti MIC nei carrelli a iniezione.

Codice EAN: 400251117068 / Numero di materiale: 03809390 /
Vecchio numero di materiale: 69733601D

Peso netto in kg	0,02
Peso lordo in kg	0,02

