

E 351

Ugello iniettore

per la pulizia ottimale degli oggetti. Dimensioni 4 x 160 mm.



- Per l'utilizzo in un carrello a iniezione
- Combinabile con il fermo E 353
- Ø 4 x 160 mm, avvitabile

Codice EAN: 4002511117075 / Numero di materiale: 03809500 /
Vecchio numero di materiale: 69735101D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	160
Misura esterna, larghezza netta in mm	4
Misura esterna, profondità netta in mm	4
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Diametro in mm	4
Peso netto in kg	0,01
Peso lordo in kg	0,02