

E 353

Blocco

regolab. in altezza, per posizionare al meglio la vetreria da lab. sull'ugello.



- Per l'ugello iniettore E 351
- Fermo regolabile in altezza
- Adatto ad es. per flaconi, matracci di Erlenmeyer e palloni

Codice EAN: 4002511117099 / Numero di materiale: 03809530 /
Vecchio numero di materiale: 69735301D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Altri accessori	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan, Acciaio inox
Colore	Acciaio inox, Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	100
Misura esterna, larghezza netta in mm	45
Misura esterna, profondità netta in mm	160
Misura esterna, altezza lorda in mm	120
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	100
Peso netto in kg	0,03
Peso lordo in kg	0,04