

E 364 Inserto per il supporto ottimale di 36 tettarelle a collo largo.



- Per disporre 36 aspiratori a collo largo
- Con 36 scomparti da 44 mm x 44 mm
- Coperchio richiudibile e ripiegabile

disinfezione, medicina Appartenenza degli apparecchi G 7823 G 7824 G 7826 PG 8528 PG 8535 PG 8536 PG 8562 PG 8582 PG 8582 CD PG 8592 Categoria prodotto Altro inserto Caratteristiche del prodotto Materiale Acciaio inox Colore Acciaio inox 36 Numero di scomparti 44 Larghezza scomparti in mm 44 Lunghezza scomparti in mm Campo di applicazione Trattamento di biberon Allacciamento elettrico Numero fasi 0 Tensione in V 0

0

0

77

215

445 80

235

460

1,48

1,91

0,00

Codice EAN: 4002511116290 / Numero di materiale: 03809640 /

Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la

Vecchio numero di materiale: 69536401D

Classe appart. prodotto

Frequenza in Hz

Protezione in A

Peso netto in kg

Peso lordo in kg

Dimensioni e peso

Potenza massima assorbita in kW

Misura esterna, altezza netta in mm

Misura esterna, altezza lorda in mm

Misura esterna, larghezza netta in mm

Misura esterna, profondità netta in mm

Misura esterna, larghezza lorda in mm Misura esterna, profondità lorda in mm