

E 373

Inserto

per il supporto ottimale di strumenti ORL.



- Larghezza maglie fondo 3 mm, lati 1,7 mm, coperchio 3 mm
- Con 28 aste di sostegno verticali
- Con 2 maniglie ribaltabili
- Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore

Codice EAN: 4002511116405 / Numero di materiale: 03809790 /  
Vecchio numero di materiale: 69537301D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Categoria prodotto	
Inserto per strumenti otorinolaringoiatrici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	55
Misura esterna, larghezza netta in mm	150
Misura esterna, profondità netta in mm	225
Misura esterna, altezza lorda in mm	80
Misura esterna, larghezza lorda in mm	170
Misura esterna, profondità lorda in mm	240
Peso netto in kg	0,66
Peso lordo in kg	0,77