

E 374

Inserto

per disporre in modo ottimale strumenti otorinolaringoiatrici come ad es. inalatori.



- 24 scomparti ca. 45 x 45 mm, 27 scomparti ca. 12 x 12 mm
- Larghezza maglia fondo: 1,7 mm
- Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore

Codice EAN: 4002511116412 / Numero di materiale: 03809800 /
Vecchio numero di materiale: 69537401D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Inserto per strumenti otorinolaringoiatrici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Numero di scomparti	51
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	63
Misura esterna, larghezza netta in mm	173
Misura esterna, profondità netta in mm	445
Misura esterna, altezza lorda in mm	75
Misura esterna, larghezza lorda in mm	190
Misura esterna, profondità lorda in mm	460
Peso netto in kg	1,20
Peso lordo in kg	1,20