

E 381

Carrello

per il supporto ottimale di materiale per intubazione.



- 20 ugelli Ø 4,0 x 30 mm, 5 ugelli Ø 2,5 x 30 mm, a parte incl.
- 6 x E 466 ugello iniettore per pallone ambu, Ø 8,0 x 333 mm
- 2x E 431 ugello iniettore per soffiutto, Ø 8 x 193 mm
- Con allacciamento per asciugatura ad aria calda
- Supporto per ML/2 per ricon. carrello/controllo braccio irrigatore

Codice EAN: 4002511116474 / Numero di materiale: 03809890 /  
Vecchio numero di materiale: 69538101D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Carrelli per strumenti anestetici	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti anestetici	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	502
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	515
Misura esterna, altezza lorda in mm	540
Misura esterna, larghezza lorda in mm	530
Misura esterna, profondità lorda in mm	500
Peso netto in kg	6,80
Peso lordo in kg	8,70