

E 408

Carrello

per disporre in modo ottimale max 96 pipette.



- Adatto per 96 pipette fino a 450 mm
- Dimensioni superficie 16 x 16 mm
- Completo di telaio di supporto alto 150 mm
- Con allacciamento per asciugatura ad aria calda

Codice EAN: 4002511116689 / Numero di materiale: 03810130 /
Vecchio numero di materiale: 69540801D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria di prodotto	
Carrelli con allacciamento per asciugatura ad aria calda	•
Carrello per pipette	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Capacità	
Pipette [numero]	96
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	502
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	517
Misura esterna, altezza lorda in mm	540
Misura esterna, larghezza lorda in mm	530
Misura esterna, profondità lorda in mm	500
Peso netto in kg	5,50
Peso lordo in kg	7,10