


A 13  
Coperchio  
per fissare oggetti delicati.



- Coperchio in acciaio inox
- Rete metall. 1 mm, largh. maglia 8 mm, telaio perim. 4 mm
- Per inserti E 103, E 104, E 105 e E 139 per la sostituzione

Codice EAN: 4002511117204 / Numero di materiale: 03810200 /  
Vecchio numero di materiale: 69745001D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoria di prodotto	
Coperchio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	20
Misura esterna, larghezza netta in mm	200
Misura esterna, profondità netta in mm	320
Misura esterna, altezza lorda in mm	20
Misura esterna, larghezza lorda in mm	220
Misura esterna, profondità lorda in mm	300
Peso netto in kg	0,14
Peso lordo in kg	0,25