


UTS

Scatola degli attrezzi

per il lavaggio ideale delle piccole parti.



- Dotato di coperchio
- 3 scomparti con una dimensione di ?? x ??

Codice EAN: 4002511117143 / Numero di materiale: 03810260 /
Vecchio numero di materiale: 69741001D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria prodotto	
Altro inserto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Numero di scomparti	3
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	93
Misura esterna, larghezza netta in mm	102
Misura esterna, profondità netta in mm	350
Misura esterna, altezza lorda in mm	110
Misura esterna, larghezza lorda in mm	400
Misura esterna, profondità lorda in mm	605
Peso netto in kg	0,75
Peso lordo in kg	1,00