


ID 140

Ugello iniettore

con capp. plastica, Ø 4 mm, lungh. 140 mm.



- Adatto per cesti e carrelli iniettori tradizionali
- Adatto ad es. per cilindri graduati, matracci e provette

Codice EAN: 400251116986 / Numero di materiale: 03810340 /  
Vecchio numero di materiale: 69714001D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria di prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	55
Misura esterna, larghezza netta in mm	55
Misura esterna, profondità netta in mm	140
Misura esterna, altezza lorda in mm	55
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	145
Diametro in mm	4
Peso netto in kg	0,01
Peso lordo in kg	0,02