

ID 160

Ugello iniettore

con capp. plastica, Ø 4 mm, lungh. 160 mm.



- Adatto per cesti e carrelli iniettori tradizionali
- Adatto ad es. per cilindri graduati, matracci e provette

Codice EAN: 4002511116993 / Numero di materiale: 03810350 /  
Vecchio numero di materiale: 69716001D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria di prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	55
Misura esterna, larghezza netta in mm	55
Misura esterna, profondità netta in mm	160
Misura esterna, altezza lorda in mm	55
Misura esterna, larghezza lorda in mm	55
Misura esterna, profondità lorda in mm	160
Diametro in mm	4
Peso netto in kg	0,02
Peso lordo in kg	0,02