


E 136

Inserto

per disporre in modo ottimale 56 mezze capsule di Petri.



- Adatto per 56 mezze capsule di Petri con Ø 100 mm
- Dotazione di 56 supporti da 70 mm di altezza, distanza 26 mm ca.
- Utilizzabile nel cesto inferiore
- La capacità può raddoppiare con l'inserto E 137

Codice EAN: 4002511115941 / Numero di materiale: 03830280 /  
Vecchio numero di materiale: 69513601D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Inserto/modulo per mezze capsule di Petri	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Distanza asticelle in mm	26
Altezza asticelle in mm	70
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Capacità</b>	
Mezze capsule di Petri [numero]	56
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	485
Misura esterna, larghezza netta in mm	145
Misura esterna, profondità netta in mm	445
Misura esterna, altezza lorda in mm	150
Misura esterna, larghezza lorda in mm	450
Misura esterna, profondità lorda in mm	535
Peso netto in kg	2,10
Peso lordo in kg	2,50