

E 137

Inserto

per disporre in modo ottimale 56 mezze capsule di Petri.



- Adatto per 56 mezze capsule di Petri con Ø 100 mm
- Dotazione di 56 supporti da 70 mm di altezza, distanza 26 mm ca.
- Utilizzabile nel cesto inferiore
- Posizionabile nell'inserto E 136

Codice EAN: 4002511115958 / Numero di materiale: 03830290 /
Vecchio numero di materiale: 69513701D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoria prodotto	
Inserto/modulo per mezze capsule di Petri	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Distanza asticelle in mm	26
Altezza asticelle in mm	70
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Mezze capsule di Petri [numero]	56
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	485
Misura esterna, larghezza netta in mm	445
Misura esterna, profondità netta in mm	95
Misura esterna, altezza lorda in mm	140
Misura esterna, larghezza lorda in mm	530
Misura esterna, profondità lorda in mm	580
Peso netto in kg	2,02
Peso lordo in kg	3,45