

E 137

Inserto

per disporre in modo ottimale 56 mezza capsule di Petri.



- Adatto per 56 mezza capsule di Petri con Ø 100 mm
- Dotazione di 56 supporti da 70 mm di altezza, distanza 26 mm ca.
- Utilizzabile nel cesto inferiore
- Posizionabile nell'inserto E 136

Codice EAN: 400251115958 / Numero di materiale: 03830290 /  
Vecchio numero di materiale: 69513701D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Lavavetriere SlimLine	•
Macchine per il lavaggio di componenti industriali	•
Lavavetreteria di grandi dimensioni per il lavaggio di componenti industriali	•
Lavavetreteria SlimLine per il lavaggio di componenti industriali	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per mezza capsule di Petri	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Distanza asticelle in mm	26
Altezza asticelle in mm	70
Capacità	
Mezza capsule di Petri [numero]	56
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00

E 137

Inserto

per disporre in modo ottimale 56 mezza capsule di Petri.

Codice EAN: 400251115958 / Numero di materiale: 03830290 /  
Vecchio numero di materiale: 69513701D

Protezione in A 0-0

#### Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	485
-------------------------------------	-----

Misura esterna, larghezza netta in mm	445
---------------------------------------	-----

Misura esterna, profondità netta in mm	95
--	----

Misura esterna, altezza lorda in mm	140
-------------------------------------	-----

Misura esterna, larghezza lorda in mm	530
---------------------------------------	-----

Misura esterna, profondità lorda in mm	580
--	-----

Peso netto in kg	2,03
------------------	------

Peso lordo in kg	3,45
------------------	------

