

E 315

Resina monouso VE

per rigenerare le cartucce di demineralizzazione totale



- 20 litri di miscela omogenea di resine
- per l'impiego nella cartuccia vuota LP 2800
- Confezione da 2 sacchetti da 10 litri
- Sottovuoto in sacchetti di plastica saldati
- Compreso sacchetto con filtro per la sostituzione

Codice EAN: 4002511115293 / Numero di materiale: 03830350 /
Vecchio numero di materiale: 69431501D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•

E 315

Resina monouso VE

per rigenerare le cartucce di demineralizzazione totale



Codice EAN: 4002511115293 / Numero di materiale: 03830350 /
Vecchio numero di materiale: 69431501D

PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Trattamento dell'acqua	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	130
Misura esterna, larghezza lorda in mm	400
Misura esterna, profondità lorda in mm	550
Peso netto in kg	13,58
Peso lordo in kg	14,21