


A 2

Rete di copertura  
per fissare oggetti delicati.



- Per inserti da 1/2 piano
- Telaio metallico con rivestimento in Rilsan e rete in plastica
- Dimensioni: 216 x 456 mm

Codice EAN: 4002511115590 / Numero di materiale: 03830460 /  
Vecchio numero di materiale: 69500201D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Copertura	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan, Plastica
Colore	Verde, Bianco, Nero
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di utensili vari	•
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	216
Misura esterna, profondità netta in mm	456
Misura esterna, altezza lorda in mm	20
Misura esterna, larghezza lorda in mm	230
Misura esterna, profondità lorda in mm	465
Peso netto in kg	0,38
Peso lordo in kg	0,48