


O 187

Cesto superiore  
per disporre vetreria a collo stretto.



- Dotato di 34 ugelli iniettori
- Altezza di carico: 170 mm<sup>\*</sup>
- Impossibile il dosaggio polvere

<sup>\*</sup> A seconda della vetreria da laboratorio, l'altezza di carico max può essere inferiore.

Codice EAN: 4002511808881 / Numero di materiale: 03881640 /  
Vecchio numero di materiale: 69118701D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Cesto iniettore	•
Cesto superiore	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Altezza di carico max. in mm	170
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Capacità</b>	
Vetreria a collo stretto [numero]	34
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	250
Misura esterna, larghezza netta in mm	475
Misura esterna, profondità netta in mm	531
Misura esterna, altezza lorda in mm	270
Misura esterna, larghezza lorda in mm	525
Misura esterna, profondità lorda in mm	540
Peso netto in kg	5,60
Peso lordo in kg	6,50
<b>Confezione</b>	
E 351 Ugello iniettore Ø 4 mm, lunghezza 160 mm [numero]	34
E 353 Fermo per ugello iniettore E 351 [numero]	34