

E 416

Inserto

per disporre in modo ottimale 6 specula in uno e due pezzi.



- Adatto per disporre 6 specula a uno o due componenti
- 7 supporti a distanza di 40 mm uno dall'altro
- Per il cesto sup. (solo con specula a un componente) e inf.

Codice EAN: 4002511803824 / Numero di materiale: 03888650 /
Vecchio numero di materiale: 69541601D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Categoria di prodotto	
Inserto per strumenti ginecologici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Capacità	
Specula ginecologici [numero]	6
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	157
Misura esterna, larghezza netta in mm	178
Misura esterna, profondità netta in mm	279
Misura esterna, altezza lorda in mm	210
Misura esterna, larghezza lorda in mm	200
Misura esterna, profondità lorda in mm	365
Peso netto in kg	0,69
Peso lordo in kg	0,97