


A 14
Coperchio
per fissare oggetti delicati.



- Coperchio in acciaio inox
- Foro 7 x 7 mm, asta 3 mm

Codice EAN: 4002511860995 / Numero di materiale: 03981970 /
Vecchio numero di materiale: 69745002D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Categoria prodotto	
Coperchio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di utensili vari	•
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	20
Misura esterna, larghezza netta in mm	210
Misura esterna, profondità netta in mm	210
Misura esterna, altezza lorda in mm	30
Misura esterna, larghezza lorda in mm	240
Misura esterna, profondità lorda in mm	250
Peso netto in kg	0,20
Peso lordo in kg	0,29