


A 16
Coperchio
per fissare oggetti delicati.



- Rete metall. 1 mm, largh. maglia 5 mm, telaio perim. 4 mm

Codice EAN: 4002511860971 / Numero di materiale: 03981990 /
Vecchio numero di materiale: 69745004D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Coperchio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	19
Misura esterna, larghezza netta in mm	230
Misura esterna, profondità netta in mm	215
Misura esterna, altezza lorda in mm	40
Misura esterna, larghezza lorda in mm	250
Misura esterna, profondità lorda in mm	255
Peso netto in kg	0,15
Peso lordo in kg	0,30