

E 448

Tubo in silicone
per la pulizia ottimale di vari strumenti.



- Adattatore Luer-Lock, maschio
- Lunghezza 300 mm mm, Ø 10 mm mm
- Ugello di risciacquo, filettatura 8 x 1 mm

Codice EAN: 4002511908475 / Numero di materiale: 04203880 /
Vecchio numero di materiale: 69744801D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Altri accessori	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Trasparente
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	300
Misura esterna, larghezza netta in mm	8
Misura esterna, profondità netta in mm	8
Misura esterna, altezza lorda in mm	10
Misura esterna, larghezza lorda in mm	170
Misura esterna, profondità lorda in mm	125
Diametro in mm	10
Peso netto in kg	0,02
Peso lordo in kg	0,02