

E 451

Cestino

per l'accoglimento ottimale di vari strumenti.



- Cestino con coperchio per parti piccole
- Rete metallica: fondo 1 mm, lati 0,8 mm, coperchio 1 mm
- Larghezza maglie: fondo 3 mm, lati 1,7 mm, coperchio 3 mm

Codice EAN: 4002511908154 / Numero di materiale: 04203910 /

Vecchio numero di materiale: 69545101D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria di prodotto	
Cestino	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti anestetici	•
Trattamento di strumenti MIC	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	55
Misura esterna, larghezza netta in mm	160
Misura esterna, profondità netta in mm	240
Misura esterna, altezza lorda in mm	75
Misura esterna, larghezza lorda in mm	165
Misura esterna, profondità lorda in mm	245
Peso netto in kg	0,79
Peso lordo in kg	0,85