

E 454

Ugello iniettore

per il lavaggio ottimale di vari oggetti, ad es. cannule trocar.



- Adatto per cannule trocar con Ø 10-15 mm, 8 x 150 mm
- Dotato di una molla per la regolazione in altezza

Codice EAN: 4002511908512 / Numero di materiale: 04203940 /
Vecchio numero di materiale: 69745401D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	150
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Diametro in mm	8
Peso netto in kg	0,03
Peso lordo in kg	0,04