

E 472
Molla di fissaggio
per ugelli iniettori con Ø 4 mm.



Codice EAN: 4002512008457 / Numero di materiale: 04451960 /
Vecchio numero di materiale: 69747201D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria di prodotto	
Altri accessori	•
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti anestetici	•
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Peso netto in kg	0,00
Peso lordo in kg	0,00