

E 800

Inserto

per disporre in modo ottimale 3 cestini o bacinelle reniformi.



- Dotato di 4 supporti
- Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore

Codice EAN: 4002512087773 / Numero di materiale: 04637720 /  
Vecchio numero di materiale: 69580001D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Inserto per cestini	•
Inserto per bacinelle reniformi/bacinelle	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di bacinelle reniformi	•
<b>Capacità</b>	
Bacinelle reniformi [numero]	3
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	165
Misura esterna, larghezza netta in mm	140
Misura esterna, profondità netta in mm	290
Misura esterna, altezza lorda in mm	190
Misura esterna, larghezza lorda in mm	195
Misura esterna, profondità lorda in mm	430
Peso netto in kg	0,29
Peso lordo in kg	0,49