


E 803

Inserto

per il supporto ottimale di specula nasali e auricolari.



- 160 scomparti da ca. 13 x 13 mm
- Larghezza maglia fondo: 1,7 mm
- Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore

Codice EAN: 4002512087735 / Numero di materiale: 04637750 /
Vecchio numero di materiale: 69580301D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Categoria di prodotto	
Inserto per strumenti otorinolaringoiatrici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Numero di scomparti	160
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	63
Misura esterna, larghezza netta in mm	165
Misura esterna, profondità netta in mm	317
Misura esterna, altezza lorda in mm	80
Misura esterna, larghezza lorda in mm	220
Misura esterna, profondità lorda in mm	450
Peso netto in kg	1,25
Peso lordo in kg	1,30