

U 881

Cesto inferiore  
con inserto fisso per le sottotazze.



- Per 54 sottotazze
- Combinabile con inserto E 809 per 23 tazze
- Alt. 9,5 (18,8 cm con E 809), larghezza 51,8, profondità 48,6 cm

Codice EAN: 4002512273398 / Numero di materiale: 04906620 /  
Vecchio numero di materiale: 67188102D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria di prodotto	
Cesto per sottopiatti	•
Cesto inferiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan
Colore	Bianco
Capacità	
Sottotazze [numero]	54
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0

U 881

Cesto inferiore

con inserto fisso per le sottotazze.



Codice EAN: 4002512273398 / Numero di materiale: 04906620 /  
Vecchio numero di materiale: 67188102D

Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	99
Misura esterna, larghezza netta in mm	529
Misura esterna, profondità netta in mm	515
Misura esterna, altezza lorda in mm	210
Misura esterna, larghezza lorda in mm	525
Misura esterna, profondità lorda in mm	535
Peso netto in kg	3,78
Peso lordo in kg	4,60