

E 930

Inserto

per disporre in modo ottimale max 36 zoccoli ospedalieri fino al 44.



- Adatto per il carrello E 975/2 nei livelli inferiori
- Dotato di 36 supporti, altezza 280 mm

Codice EAN: 4002512257145 / Numero di materiale: 05001360 /
Vecchio numero di materiale: 69593001D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria prodotto	
Inserto per zoccoli da sala operatoria	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Capacità	
Zoccoli da sala operatoria [numero]	36
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	289
Misura esterna, larghezza netta in mm	586
Misura esterna, profondità netta in mm	752
Misura esterna, altezza lorda in mm	350
Misura esterna, larghezza lorda in mm	770
Misura esterna, profondità lorda in mm	1000
Peso netto in kg	3,65
Peso lordo in kg	5,70