

E 467

Boccola di lavaggio

per strumenti MIC/pinze, lunghezza 205 mm, Ø 11 mm.



Codice EAN: 4002512274340 / Numero di materiale: 05039640 /
Vecchio numero di materiale: 69546701D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria prodotto	
Boccola di lavaggio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	205
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	60
Misura esterna, larghezza lorda in mm	250
Misura esterna, profondità lorda in mm	180
Diametro in mm	11
Peso netto in kg	0,02
Peso lordo in kg	0,02