

E 484 Inserto per il supporto di vari strumenti.



- Filo di ferro intrecciato 1,4 mm, larghezza maglia 8 mm
- Accessoriabile con supporti: E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

Codice EAN: 4002512398718 / Numero di materiale: 05109190 / Vecchio numero di materiale: 69548401D

vecchio numero di materiale: 69546401D	
Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Inserto per bacinelle reniformi/bacinelle	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di utensili vari	•
Capacità	
Zoccoli da sala operatoria [numero]	16
Bacinelle [numero]	4
Bacinelle reniformi [numero]	9
Maschere respiratorie [numero]	9
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	150
Misura esterna, larghezza netta in mm	470
Misura esterna, profondità netta in mm	480
Misura esterna, altezza lorda in mm	560
Misura esterna, larghezza lorda in mm	180
Misura esterna, profondità lorda in mm	540
Peso netto in kg	2,97
Peso lordo in kg	3,78
1 630 IOI OU III NY	0,10