


E 485

Supporto

per disporre in modo ottimale 3 bacinelle reniformi.



- Il supporto si inserisce più volte nell'inserto E 484

Codice EAN: 4002512398725 / Numero di materiale: 05109210 /  
Vecchio numero di materiale: 69548501D

#### Classe appartenenza prodotto

Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•

#### Classe appartenenza degli apparecchi

G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

#### Categoria di prodotto

Inserto per bacinelle reniformi/bacinelle	•
---	---

#### Campo di applicazione

Trattamento di bacinelle reniformi	•
------------------------------------	---

#### Caratteristiche del prodotto

Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox

#### Capacità

Bacinelle reniformi [numero]	3
------------------------------	---

#### Allacciamento elettrico standard

Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0

#### Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	195
Misura esterna, larghezza netta in mm	80
Misura esterna, profondità netta in mm	464
Misura esterna, altezza lorda in mm	70
Misura esterna, larghezza lorda in mm	280
Misura esterna, profondità lorda in mm	505
Peso netto in kg	0,41
Peso lordo in kg	0,56