

E 486

Supporto

per disporre in modo ottimale le bacinelle.



- Adatto per disporre 1 bacinella

Codice EAN: 4002512398732 / Numero di materiale: 05109230 /
Vecchio numero di materiale: 69548601D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria prodotto	
Inserto per bacinelle reniformi/bacinelle	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di bacinelle	•
Capacità	
Bacinelle [numero]	1
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	275
Misura esterna, larghezza netta in mm	464
Misura esterna, profondità netta in mm	10
Misura esterna, altezza lorda in mm	475
Misura esterna, larghezza lorda in mm	465
Misura esterna, profondità lorda in mm	25
Peso netto in kg	0,21
Peso lordo in kg	0,43