


E 487

Supporto

per disporre in modo ottimale 4 zoccoli ospedalieri fino a 280 mm di altezza.



- Il supporto si inserisce più volte nell'inserto E 484

Codice EAN: 4002512398749 / Numero di materiale: 05109250 /  
Vecchio numero di materiale: 69548701D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Inserto per zoccoli da sala operatoria	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Capacità	
Zoccoli da sala operatoria [numero]	4
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	280
Misura esterna, larghezza netta in mm	464
Misura esterna, profondità netta in mm	10
Misura esterna, altezza lorda in mm	470
Misura esterna, larghezza lorda in mm	470
Misura esterna, profondità lorda in mm	25
Peso netto in kg	0,37
Peso lordo in kg	0,52