


E 488

Supporto

per disporre in modo ottimale le maschere respiratorie.



- Adatto per 3 maschere protettive
- Il supporto si inserisce più volte nell'inserto E 484

Codice EAN: 4002512398756 / Numero di materiale: 05109260 /
Vecchio numero di materiale: 69548801D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria di prodotto	
Altro inserto	•
Campo di applicazione	
Trattamento di utensili vari	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Capacità	
Maschere respiratorie [numero]	3
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	31
Misura esterna, larghezza netta in mm	240
Misura esterna, profondità netta in mm	210
Misura esterna, altezza lorda in mm	75
Misura esterna, larghezza lorda in mm	280
Misura esterna, profondità lorda in mm	510
Peso netto in kg	0,27
Peso lordo in kg	0,39