

AUF 1

Supporto

trattamento ottimale di strumenti di trasmissione nel cesto superiore O 177/1.



- Composto da: guarnizione, boccia filettata, gancio
- Supp. parte inf., supp. parte sup., 5 piastre con filtro

Codice EAN: 4002512427517 / Numero di materiale: 05159510 /
Vecchio numero di materiale: 68551101D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Categoria di prodotto	
Supporto o adattatore per strumenti di trasmissione	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	80
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	100
Peso netto in kg	0,90
Peso lordo in kg	1,84
Confezione	
Piastra filtro FP	•