


E 475

Astina di supporto
per stabilizzare le boccole di lavaggio.



- Adatto per inserti MIC

Codice EAN: 4002512401234 / Numero di materiale: 05226040 /
Vecchio numero di materiale: 69747501D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria prodotto	
Supporto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	110
Misura esterna, larghezza netta in mm	155
Misura esterna, profondità netta in mm	500
Misura esterna, altezza lorda in mm	110
Misura esterna, larghezza lorda in mm	160
Misura esterna, profondità lorda in mm	510
Peso netto in kg	0,10
Peso lordo in kg	0,22