

ML

Magneti

per il riconoscimento automatico dei carrelli/controllo del braccio irroratore.



- Possibilità di impostare 15 codici diversi
- 6 magneti per il listello magnetico montato su ogni inserto

Codice EAN: 4002512423083 / Numero di materiale: 05267440 /
Vecchio numero di materiale: 69745702D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria prodotto	
Listello con magnete per il riconoscimento automatico del carrello	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox, Nero
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	75
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	70
Peso netto in kg	0,85
Peso lordo in kg	1,00