

E 730  
Inserto  
per disporre in modo ottimale 20 zoccoli ospedalieri.



Codice EAN: 4002512423120 / Numero di materiale: 05271020 /  
Vecchio numero di materiale: 69573001D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Inserto per zoccoli da sala operatoria	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
<b>Capacità</b>	
Zoccoli da sala operatoria [numero]	20
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	290
Misura esterna, larghezza netta in mm	470
Misura esterna, profondità netta in mm	540
Misura esterna, altezza lorda in mm	420
Misura esterna, larghezza lorda in mm	540
Misura esterna, profondità lorda in mm	600
Peso netto in kg	8,70
Peso lordo in kg	10,00