

AUF 2

Supporto

trattamento ottimale di strumenti di trasmissione nel cesto superiore O 801/2.



- Composto da: guarnizione, boccola filettata, gancio
- Supp. parte inf., supp. parte sup., 5 piastre con filtro

Codice EAN: 4002512427524 / Numero di materiale: 05282470 /  
Vecchio numero di materiale: 68551701D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Termodisinfettori	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Supporto	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	118
Misura esterna, larghezza lorda in mm	122
Misura esterna, profondità lorda in mm	305
Peso netto in kg	0,21
Peso lordo in kg	0,26
<b>Confezione</b>	
Piastra filtro FP	•