

E 985

Supporto

per disporre in modo ottimale 2 bacinelle reniformi.



- Per l'uso nell'inserto E 984

Codice EAN: 4002512431330 / Numero di materiale: 05337760 /  
Vecchio numero di materiale: 69598501D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8528	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Inserto per bacinelle reniformi/bacinelle	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di bacinelle reniformi	•
<b>Capacità</b>	
Bacinelle reniformi [numero]	2
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	70
Misura esterna, larghezza lorda in mm	280
Misura esterna, profondità lorda in mm	505
Peso netto in kg	0,23
Peso lordo in kg	0,43