


E 986 Supporto per il supporto ottimale di 5 bacinelle.



• Per l'uso nell'inserto E 984

Vecchio numero di materiale: 69598601D Classe appart. prodotto Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina Appartenenza degli apparecchi PG 8527 PG 8528 Categoria prodotto Inserto per bacinelle reniformi/bacinelle Caratteristiche del prodotto Materiale Acciaio inox Colore Acciaio inox Campo di applicazione Trattamento di bacinelle Capacità Bacinelle [numero] 1 Allacciamento elettrico Numero fasi 0 Tensione in V 0 Frequenza in Hz 0 Potenza massima assorbita in kW 0,00 Protezione in A 0 Dimensioni e peso Misura esterna, altezza netta in mm 0 Misura esterna, larghezza netta in mm 0 Misura esterna, profondità netta in mm 0 Misura esterna, altezza lorda in mm 25 Misura esterna, larghezza lorda in mm 330 Misura esterna, profondità lorda in mm 435 Peso netto in kg 0,19

0,36

Codice EAN: 4002512431347 / Numero di materiale: 05337770 /

Peso lordo in kg