


E 989

Supporto universale

per ad es. 8 solette per zoccoli ospedalieri.



- Per l'uso nell'inserto E 984

Codice EAN: 4002512431828 / Numero di materiale: 05376740 /
Vecchio numero di materiale: 69598901D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8528	•
Categoria prodotto	
Altro inserto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Capacità	
Solette [numero]	8
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	20
Misura esterna, larghezza lorda in mm	330
Misura esterna, profondità lorda in mm	415
Peso netto in kg	0,10
Peso lordo in kg	0,26