


E 746

Modulo

per disporre in modo ottimale max 23 pipette.



- Adatto per 23 pipette in posizione diagonale
- 10 pipette fino a 560 mm e 13 pipette fino a 490 mm
- Distanza asticelle per il supporto 20 o 26 mm

Codice EAN: 4002512591195 / Numero di materiale: 05555280 /
Vecchio numero di materiale: 69574601D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per pipette	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Capacità	
Pipette [numero]	23
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	330
Misura esterna, larghezza netta in mm	492
Misura esterna, profondità netta in mm	496
Misura esterna, altezza lorda in mm	400
Misura esterna, larghezza lorda in mm	590
Misura esterna, profondità lorda in mm	540
Peso netto in kg	24,60
Peso lordo in kg	25,00